

PED Instrument

Percutaneous Endoscopic Discectomy Instrument




PEDケリソンパンチ・鋭匙


●商品ラインナップ

商品コード	商品名	JANコード	医療機器製造販売届出番号
06-87-01	PEDケリソンパンチ<斜刃3.0/上向/φ2.8>36cm	4580469526311	13B1X00274000247
06-87-02	PEDケリソンパンチ<斜刃4.0/上向/φ3.8>36cm	4580469526328	13B1X00274000247
27-33-40	PED鋭匙<40° > φ 3.5mm/36cm	4580469488244	13B1X00274000247
27-33-50	PED鋭匙<50° > φ 3.5mm/36cm	4580469526335	13B1X00274000247
27-34-40	PED鋭匙<40° > φ 2.9mm/36cm	4580469526342	13B1X00274000247
27-34-50	PED鋭匙<50° > φ 2.9mm/36cm	4580469526359	13B1X00274000247

【ケリソンパンチ】 黄色靱帯の切除に用います



【鋭匙】 軟部組織の搔把、切除に用います



※商品の寸法(サイズ)表示は概寸です。多少の個体差があります。

●各種スコープ(ワーキングチャンネルWC/内径)との互換性について

	06-87-01 PEDケリソンパンチ<斜刃 3.0/上向/φ2.8>36cm	06-87-02 PEDケリソンパンチ<斜刃 4.0/上向/φ3.8>36cm	27-33-40 PED鋭匙<40° > φ 3.5mm/36cm	27-33-50 PED鋭匙<50° > φ 3.5mm/36cm	27-34-40 PED鋭匙<40° > φ 2.9mm/36cm	27-34-50 PED鋭匙<50° > φ 2.9mm/36cm
WC 3.1mm	○	×	×	×	○	○
WC 3.5mm	○	×	×	×	○	○
WC 4.1mm以上	○	○	○	○	○	○

永く培われた技術で医学に貢献する



株式会社 田中医科器械製作所
Tanaka Medical Instruments Co., Ltd.

〒114-0012 東京都北区田端新町2-14-18
TEL.03-3894-7700 FAX.03-3894-7795
<http://www.e-tanaka.co.jp>

お問合せはこちらから→



第2版